



Fiche Technique et de Sécurité

Tensiomètre manobressard enfant

REF 22 600 11

Crée le : 201.05.2012
Mise à jour: 17.06.2015
Indice : c
TCE2

- Classement des dispositif : Classe I mesure
- Numéro organisme notifié : 0123
- Conforme à la directive 93/42/CEE



Shanghai International Trading Corp. – Eiffestrasse 80 – 20537 HAMBURG - ALLEMAGNE

Description générale	Tensiomètre Anéroïde Manobressard enfant sans cuillère, cadran de 44mm avec robinet. Modèle HS-20E	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi.
Référence lot	Oui	Numéro de série sur la boîte
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	Mono patient, ne pas utiliser entre personne sans nettoyage préalable.
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation possible	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un tissu doux et sec ou une avec une solution désinfectante diluée. Retirer la poche en caoutchouc avant de nettoyer le brassard en machine à 30°C ou à la main, ne pas essorer. La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyer à l'eau tiède savonneuse, boucher l'extrémité du tube avant toute opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher.
Substance impropre	Produit attaquant le PVC, le nylon et le métal et l'ABS et le cuir.	
Pièces constitutives	Oui	Un brassard velcro avec sa poche gonflable de type ACMNP-1 pour 19-29 cm, un manomètre sur le brassard, poire sans cuillère avec robinet, cadran de 44 mm de diamètre et une trousse de transport.
Matières	Manomètre en ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), accroche en métal, la poire en PVC, le brassard velcro et la trousse en nylon. Support mano croûte de cuir.	
Latex	Non	
Étiquetage	Nom, référence, taille, CE0123, COMED, N° série.	
Emballage	Oui	Unitaire sous pochette de transport et petite boîte avec instructions et exigences 13.3 CE92/43
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.
Marquage sur le DM	Oui	Sur le manomètre CE0123 plus indicateur d'unité de mesure mmHg avec chiffres en rouge entre 80 et 160 mmHg. Sphygmomanometer.
Références	22 600 11	
Désignation	Tensiomètre à manobressard enfant cadran de 44 mm	
Conditionnement	Carton individuel	
Dimensions Longueur (mm)	Brassard = 450 x 110 tube de 480 mm de long, Cadran = Ø44	
Circonférence du brassard (mm)	220 à 320	
Poids net (g)	313	
Couleur du tensiomètre	Noir sur croûte de cuir rouge	
Plage de mesure (mmhg)	0-300	
Précision (mmhg)	+/- 3 mmHg	
Échelon (mmhg)	2 mmHg	
Vitesse de décompression (mmhg/sec)	2 à 3 mmhg/sec	
Température d'utilisation (°C)	+ 10 à +40°C	
Température de stockage (°C)	- 20 à 40°C, à 85% d'humidité.	
Plage de tolérance du point zéro (mmhg)	+/- 3 mmHg	
Utilisation	Dispositif permettant de mesurer la pression exercé par le sang sur les artères d'un être humain.	
Mode d'emploi	Positionner correctement le brassard. Fermer la molette. Gonfler le brassard. Ouvrir lentement la molette et mesurer la pression artérielle.	

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : AQ
Paraphe : LH

COMED sas
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr



Fiche Technique et de Sécurité
Tensiomètre manobrassard enfant
REF 22 600 11

Crée le : 201.05.2012
Mise à jour: 17.06.2015
Indice : c
TCE2

<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas immerger, le manomètre, ne pas exposer le brassard aux radiations solaires. Faire attention de ne pas endommager le cadran. Veuillez nettoyer le brassard entre chaque prise de pression, risque de contamination croisée. Vérifier l'étalonnage du manomètre au moins une fois par 2 ans, en cas d'utilisation intense vérification annuelle. Dans le doute vérifier ponctuellement.
<i>Recyclage</i>	Oui
<i>Récupération</i>	Dans des bacs à déchets médicaux ou matière plastique
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non
<i>PVC/Phtalates</i>	Oui/Non
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : AQ
Paraphe : LH

COMED sas
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr